



Produktspezifikation
Stuhlröhre, mit Schaufel, Schraubverschluss,
(LxØ): 54 x 28 mm, weiß

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.9924.014
Artikelbeschreibung	Stuhlröhre, mit Schaufel, weiß, Schraubverschluss, Verschluss: braun, (LxØ) ohne Verschluss: 54 x 28 mm, mit Papieretikett, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	Schaufel

Maße

Durchmesser	28 mm
Länge des Produktes	55 mm
Länge ohne Verschluss	54 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Material & Farben

Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	14000
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	373 mm
Höhe des Umkartons	238 mm
Volumen des Umkartons	0,0407 cbm
Gewicht des Produktes	0,0084 kg
Gewicht des Umkartons	4,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917154772
EAN des Umkartons	4038917039598

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

