



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.9924.027
Artikelbeschreibung	Stuhlröhre, mit Schaufel, weiß, Schraubverschluss, Verschluss: braun, (LxØ) ohne Verschluss: 55 x 44 mm, mit Papieretikett, 250 Stück/Beutel

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	Schaufel

## Maße

Durchmesser	44 mm
Länge des Produktes	57 mm
Länge ohne Verschluss	55 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	8000
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,0697 cbm
Gewicht des Produktes	0,0137 kg
Gewicht des Umkartons	7,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917154819
EAN des Umkartons	4038917039635

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

