



Produktspezifikation

Medizinbecher, max. Volumen: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, graduiert, PP, transparent

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.1337.500
Artikelbeschreibung	Medizinbecher, max. Volumen: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, Ø Öffnung: 37 mm, transparent, graduiert, Material: PP, 75 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Arbeitsvolumen	30 ml

Maße

Nennvolumen	30 ml
Volumen max	30 ml
Durchmesser	37 mm
Durchmesser der Öffnung	37 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	40 mm
Länge ohne Verschluss	40 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Medizinbecher, max. Volumen: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, graduiert, PP, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie Medizinprodukt
CE-Zertifizierung CE Lieferant
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 3750
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 3750
Stück pro Umkarton 3750
Stück pro Palette 180000
Tiefe des Umkartons 190 mm
Breite des Umkartons 390 mm
Höhe des Umkartons 390 mm
Volumen des Umkartons 0,0289 cbm
Gewicht des Produktes 0,0015 kg
Gewicht des Umkartons 6 kg
EAN des Innenkartons 4038917127721
EAN des Umkartons 4042836001994

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT