



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 75.1337.504 |
| Artikelbeschreibung | Medizinbecher, max. Volumen: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, Ø Öffnung: 37 mm, gelb, graduiert, Material: PP, 75 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------|-------|
| Graduierung | ja |
| Arbeitsvolumen | 30 ml |

Maße

| | |
|-------------------------|-------|
| Nennvolumen | 30 ml |
| Volumen max | 30 ml |
| Durchmesser | 37 mm |
| Durchmesser der Öffnung | 37 mm |
| Höhe des Produktes | 40 mm |
| Länge des Produktes | 40 mm |
| Länge ohne Verschluss | 40 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Medizinbecher, max. Volumen: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, graduiert, PP, gelb

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie Medizinprodukt
CE-Zertifizierung CE Lieferant
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 3750
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 3750
Stück pro Umkarton 3750
Stück pro Palette 180000
Tiefe des Umkartons 190 mm
Breite des Umkartons 390 mm
Höhe des Umkartons 390 mm
Volumen des Umkartons 0,0289 cbm
Gewicht des Produktes 0,0015 kg
Gewicht des Umkartons 6 kg
EAN des Innenkartons 4038917127745
EAN des Umkartons 4042836002052

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT