



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	75.1337.505
Artikelbeschreibung	Medizinbecher, max. Volumen: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, Ø Öffnung: 37 mm, grün, graduiert, Material: PP, 75 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Arbeitsvolumen	30 ml

### **Maße**

Nennvolumen	30 ml
Volumen max	30 ml
Durchmesser	37 mm
Durchmesser der Öffnung	37 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	40 mm
Länge ohne Verschluss	40 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Medizinbecher, max. Volumen: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, graduiert, PP, grün**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes grün

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie Medizinprodukt  
CE-Zertifizierung CE Lieferant  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 3750  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 3750  
Stück pro Umkarton 3750  
Stück pro Palette 180000  
Tiefe des Umkartons 190 mm  
Breite des Umkartons 390 mm  
Höhe des Umkartons 390 mm  
Volumen des Umkartons 0,0289 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0015 kg  
Gewicht des Umkartons 6 kg  
EAN des Innenkartons 4038917127752  
EAN des Umkartons 4042836002069

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**