



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.1356
Artikelbeschreibung	Urin-Auffangbecher, Sammlung und Lagerung von Urin, max. Arbeitsvolumen: 500 ml, (ØxH): 80 x 148 mm, Ø Öffnung: 80 mm, natur, Material: PP, 250 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	500 ml

### Maße

Nennvolumen	500 ml
Volumen max	500 ml
Durchmesser	80 mm
Durchmesser der Öffnung	80 mm
Höhe des Produktes	148 mm
Länge ohne Verschluss	148 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	natur

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	5000
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	350 mm
Volumen des Umkartons	0,0654 cbm
Gewicht des Produktes	0,03 kg
Gewicht des Umkartons	8,25 kg
EAN des Innenkartons	4038917086318
EAN des Umkartons	4038917072984

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

