



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.1435.004
Artikelbeschreibung	Urin-Becher, max. Arbeitsvolumen: 90 ml, (ØxH): 60 x 65 mm, Ø Öffnung: 65 mm, transparent, graduert, Material: PP, Schraubverschluss, mit Papieretikett, Verschluss montiert, steril, 400 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Arbeitsvolumen	90 ml

Maße

Nennvolumen	90 ml
Volumen max	90 ml
Durchmesser	60 mm
Durchmesser der Öffnung	65 mm
Höhe des Produktes	65 mm
Länge ohne Verschluss	60 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Urin-Becher, 90 ml, (ØxH): 60 x 65 mm, PP, mit
Papieretikett, transparent**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 400
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 400
Stück pro Umkarton 400
Stück pro Palette 7200
Volumen des Umkartons 0,1062 cbm
Gewicht des Produktes 0,0201 kg
Gewicht des Umkartons 8,23 kg
EAN des Innenkartons 4038917385220
EAN des Umkartons 4038917385213

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT