



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	75.1437.100
Artikelbeschreibung	Urin-Becher, max. Arbeitsvolumen: 75 ml, (ØxH): 65 x 48 mm, transparent, graduiert, Material: PP

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Arbeitsvolumen	75 ml

### **Maße**

Nennvolumen	75 ml
Volumen max	75 ml
Durchmesser	65 mm
Höhe des Produktes	48 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Urin-Becher, 75 ml, (ØxH): 65 x 48 mm, PP,**  
**transparent**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Stück pro Innenkarton 25  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 28000  
Volumen des Umkartons 0,065 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0092 kg  
Gewicht des Umkartons 9,65 kg  
EAN des Innenkartons 4038917129138  
EAN des Umkartons 4038917074711

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**