



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.562.005
Artikelbeschreibung	Schraubbecher, Sammlung und Lagerung von Urin, max. Arbeitsvolumen: 100 ml, (ØxH): 57 x 76 mm, Ø Öffnung: 62 mm, transparent, graduert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss: weiß, Verschluss montiert, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	100 ml

Maße

Nennvolumen	100 ml
Volumen max	100 ml
Durchmesser	57 mm
Durchmesser der Öffnung	62 mm
Höhe des Produktes	76 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Schraubbecher, 100 ml, (ØxH): 57 x 76 mm, PP,
transparent**

Seite 2

Länge ohne Verschluss 72 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 200
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 200
Stück pro Umkarton 200
Stück pro Palette 5600
Tiefe des Umkartons 588 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 255 mm
Volumen des Umkartons 0,0597 cbm
Gewicht des Produktes 0,0153 kg
Gewicht des Umkartons 3,74 kg
EAN des Innenkartons 4038917113595
EAN des Umkartons 4038917014021

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT