



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	75.562.011
Artikelbeschreibung	Schraubbecher, Sammlung und Lagerung von Urin, max. Arbeitsvolumen: 100 ml, (ØxH): 57 x 76 mm, Ø Öffnung: 62 mm, braun, mit Lichtschutz, graduiert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss: braun, Verschluss beiliegend, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	ja
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	100 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Schraubbecher, 100 ml, (ØxH): 57 x 76 mm, mit  
Lichtschutz, PP, braun**

**Seite 2**

**Maße**

Nennvolumen	100 ml
Volumen max	100 ml
Durchmesser	57 mm
Durchmesser der Öffnung	62 mm
Höhe des Produktes	76 mm
Länge ohne Verschluss	72 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	7500
Tiefe des Umkartons	443 mm
Breite des Umkartons	323 mm
Höhe des Umkartons	330 mm
Volumen des Umkartons	0,0472 cbm
Gewicht des Produktes	0,0153 kg
Gewicht des Umkartons	4,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917113618
EAN des Umkartons	4038917014038

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**