



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 75.562.105 |
| Artikelbeschreibung | Schraubbecher, Sammlung und Lagerung von Urin, max. Arbeitsvolumen: 100 ml, (ØxH): 57 x 76 mm, Ø Öffnung: 62 mm, transparent, graduert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss: weiß, mit Sicherheitsetikett, Verschluss montiert, steril, 5 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Etikett / Druck | mit Sicherheitsetikett |
| Farbe Druck/Etikett | weiß/rot |
| Graduierung | ja |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Anwendungsbereich | Sammlung und Lagerung von Urin |
| Arbeitsvolumen | 100 ml |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Schraubbecher, 100 ml, (ØxH): 57 x 76 mm, PP,
mit Sicherheitsetikett, transparent**

Seite 2

Maße

| | |
|-------------------------|--------|
| Nennvolumen | 100 ml |
| Volumen max | 100 ml |
| Durchmesser | 57 mm |
| Durchmesser der Öffnung | 62 mm |
| Höhe des Produktes | 76 mm |
| Länge ohne Verschluss | 72 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | weiß |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Reinheitsstandard | steril |
| Sterilisation | Elektronenbestrahlung |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 200 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 5 |
| Stück pro Umkarton | 200 |
| Stück pro Palette | 5600 |
| Tiefe des Umkartons | 588 mm |
| Breite des Umkartons | 398 mm |
| Höhe des Umkartons | 255 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0597 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0155 kg |
| Gewicht des Umkartons | 3,78 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917113632 |
| EAN des Umkartons | 4038917014052 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT