



## Produktspezifikation

Urin-Becher NFT, 100 ml, (ØxH): 57 x 76 mm, PP,  
mit Sicherheitsetikett, mit integrierter nadelfreier  
Transfereinheit, transparent

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.562.900
Artikelbeschreibung	Urin-Becher NFT, Urin-Probengewinnung mit hygienisch geschlossener und nadelfreier Entnahmefunktion für Urin-Monovetten, max. Arbeitsvolumen: 100 ml, (ØxH): 57 x 76 mm, Ø Öffnung: 62 mm, transparent, graduert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss: weiß, mit Sicherheitsetikett, mit integrierter nadelfreier Transfereinheit, Verschluss montiert, steril, 5 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Aspiration
Etikett / Druck	mit Sicherheitsetikett
Farbe Druck/Etikett	weiß/schwarz
Graduierung	ja
Verschluss	Schraubverschluss mit nadelfreier Transfereinheit
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Ausführung	mit integrierter nadelfreier Transfereinheit

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**Urin-Becher NFT, 100 ml, (ØxH): 57 x 76 mm, PP,  
mit Sicherheitsetikett, mit integrierter nadelfreier  
Transfereinheit, transparent**

**Seite 2**

Anwendungsbereich	Urin-Probengewinnung mit hygienisch geschlossener und nadelfreier Entnahmefunktion für Urin-Monovetten
Anwendungsbeispiel	geschlossener Urintransfer in eine Urin-Monovette®
Passend für	Urin-Monovette®
Arbeitsvolumen	100 ml
Anschluss	Luer (m)

### Maße

Nennvolumen	100 ml
Volumen max	100 ml
Durchmesser	57 mm
Durchmesser der Öffnung	62 mm
Höhe des Produktes	76 mm
Länge ohne Verschluss	72 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material der Membrane	Gummi

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	200
Stück pro Palette	5600
Tiefe des Umkartons	588 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**Urin-Becher NFT, 100 ml, (ØxH): 57 x 76 mm, PP,  
mit Sicherheitsetikett, mit integrierter nadelfreier  
Transfereinheit, transparent**

**Seite 3**

Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	255 mm
Volumen des Umkartons	0,0597 cbm
Gewicht des Produktes	0,0186 kg
Gewicht des Umkartons	4,58 kg
EAN des Innenkartons	4038917934176
EAN des Umkartons	4038917934183

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**