



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.563
Artikelbeschreibung	Schraubbecher, Sammlung und Lagerung von Urin, max. Arbeitsvolumen: 100 ml, Ø: 57 mm, Ø Öffnung: 57 mm, transparent, graduiert, Material: PP, Schraubverschluss, ohne Verschluss, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	100 ml

Maße

Nennvolumen	100 ml
Volumen max	100 ml
Durchmesser	57 mm
Durchmesser der Öffnung	57 mm
Länge des Produktes	72 mm
Länge ohne Verschluss	72 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Schraubbecher, 100 ml, Ø: 57 mm, PP,
transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 15000
Tiefe des Umkartons 443 mm
Breite des Umkartons 323 mm
Höhe des Umkartons 330 mm
Volumen des Umkartons 0,0472 cbm
Gewicht des Produktes 0,0084 kg
Gewicht des Umkartons 5,01 kg
EAN des Innenkartons 4038917082501
EAN des Umkartons 4038917001588

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT