



## Produktspezifikation

Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 125 ml, (LxØ):  
85 x 62 mm, graduert, PP, transparent

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.565
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 125 ml, (LxØ): 85 x 62 mm, Ø Öffnung: 62 mm, transparent, graduert, Material: PP, 50 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	125 ml

### Maße

Nennvolumen	125 ml
Volumen max	125 ml
Durchmesser	62 mm
Durchmesser der Öffnung	62 mm
Höhe des Produktes	85 mm
Länge des Produktes	85 mm
Länge ohne Verschluss	85 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-08-25

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 125 ml, (LxØ):  
85 x 62 mm, graduert, PP, transparent

Seite 2

### Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 18000  
Tiefe des Umkartons 578 mm  
Breite des Umkartons 368 mm  
Höhe des Umkartons 195 mm  
Volumen des Umkartons 0,0415 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0107 kg  
Gewicht des Umkartons 5,93 kg  
EAN des Innenkartons 4038917082525  
EAN des Umkartons 4038917001601

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-08-25

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**