



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.568
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 26 ml, (LxØ): 45 x 70 mm, Ø Öffnung: 70 mm, transparent, Material: PP

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	26 ml

Maße

Nennvolumen	26 ml
Volumen max	26 ml
Durchmesser	70 mm
Durchmesser der Öffnung	70 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	45 mm
Länge ohne Verschluss	45 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 26 ml, (LxØ):
45 x 70 mm, PP, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 30000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 340 mm
Volumen des Umkartons 0,0539 cbm
Gewicht des Produktes 0,0036 kg
Gewicht des Umkartons 4,25 kg
EAN des Innenkartons 4038917082549
EAN des Umkartons 4038917001625

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT