



Produktspezifikation

Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 70 ml, (LxØ):
55 x 44 mm, für Schraubverschluss 45 mm,
graduiert, PP, transluzent

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.9922.711
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 70 ml, (LxØ): 55 x 44 mm, für Schraubverschluss 45 mm, transluzent, graduiert, Material: PP

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	Schraubverschluss 45 mm
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	50 ml

Maße

Volumen max	70 ml
Durchmesser	44 mm
Höhe des Produktes	55 mm
Länge des Produktes	55 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 70 ml, (LxØ):
55 x 44 mm, für Schraubverschluss 45 mm,
graduiert, PP, transluzent**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20000
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	8000
Volumen des Umkartons	0,0805 cbm
Gewicht des Produktes	0,0079 kg
Gewicht des Umkartons	4,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917152426
EAN des Umkartons	4038917031844

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT