



Produktspezifikation

Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 70 ml, (LxØ):
55 x 44 mm, graduiert, PP, transluzent, mit
Papieretikett

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 75.9922.730 |
| Artikelbeschreibung | Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 70 ml, (LxØ): 55 x 44 mm, transluzent, Verschluss: gelb, graduiert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss montiert, mit Papieretikett, Etikett/Druck: gelb, steril, 250 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Etikett / Druck | mit Papieretikett |
| Farbe Druck/Etikett | gelb |
| Graduierung | ja |
| Verschluss | Standard-Schraubverschluss |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Bodenform | Flachboden |
| Arbeitsvolumen | 50 ml |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-09-01

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 70 ml, (LxØ):
55 x 44 mm, graduiert, PP, transluzent, mit
Papieretikett**

Seite 2

Maße

| | |
|---------------------|-------|
| Volumen max | 70 ml |
| Durchmesser | 44 mm |
| Höhe des Produktes | 55 mm |
| Länge des Produktes | 55 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transluzent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | gelb |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Entspricht der Anforderung | versiegelt bei 18"hg/10 min |
| Latexfrei | ja |
| Reinheitsstandard | steril |
| Pyrogenfreiheit | nein |
| Sicherheitsdatenblatt | nein |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 250 |
| Stück pro Umkarton | 500 |
| Stück pro Palette | 15000 |
| Tiefe des Umkartons | 548 mm |
| Breite des Umkartons | 373 mm |
| Höhe des Umkartons | 408 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0834 cbm |
| Gewicht des Umkartons | 7 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917152617 |
| EAN des Umkartons | 4038917038836 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-09-01

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT