



Produktspezifikation

Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 70 ml, (LxØ):
55 x 44 mm, graduert, PP, transparent

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.9922.744
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 70 ml, (LxØ): 55 x 44 mm, Ø Öffnung: 44 mm, transparent, Verschluss: gelb, graduert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss montiert, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	50 ml

Maße

Volumen max	70 ml
Durchmesser	44 mm
Durchmesser der Öffnung	44 mm
Höhe des Produktes	55 mm
Länge des Produktes	55 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 70 ml, (LxØ):
55 x 44 mm, graduert, PP, transparent**

Seite 2

Länge ohne Verschluss 55 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	8000
Tiefe des Umkartons	548 mm
Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,0834 cbm
Gewicht des Produktes	0,0123 kg
Gewicht des Umkartons	7 kg
EAN des Innenkartons	4038917152754
EAN des Umkartons	4038917027793

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT