



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 76.1414
Artikelbeschreibung Schnappdeckel, ohne Ausgießer, passend für 125 ml Becher 75.1355, Material: PE, rot, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart Schnappdeckel
Ausführung ohne Ausgießer
Passend für 125 ml Becher 75.1355

Material & Farben

Material des Produktes Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE Lieferant
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	24000
Tiefe des Umkartons	390 mm
Breite des Umkartons	265 mm
Höhe des Umkartons	590 mm
Volumen des Umkartons	0,061 cbm
Gewicht des Produktes	0,0024 kg
Gewicht des Umkartons	3,14 kg
EAN des Innenkartons	4038917086554
EAN des Umkartons	4042836001499

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

