



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	76.1414.100
Artikelbeschreibung	Schnappdeckel, ohne Ausgießer, passend für 125 ml Becher 75.1355, Material: PE, rot, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Schnappdeckel
Ausführung	ohne Ausgießer
Passend für	125 ml Becher 75.1355

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes	rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	24000
Tiefe des Umkartons	390 mm
Breite des Umkartons	265 mm
Höhe des Umkartons	590 mm
Volumen des Umkartons	0,061 cbm
Gewicht des Produktes	0,003 kg
Gewicht des Umkartons	3,84 kg
EAN des Innenkartons	4038917128988
EAN des Umkartons	4042836001505

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

