



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 76.1477.100
Artikelbeschreibung Schnappdeckel, mit Ausgießer, passend für 125 ml Becher 75.1355, Material: PE, rot, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart Schnappdeckel
Ausführung mit Ausgießer
Passend für 125 ml Becher 75.1355

Material & Farben

Material des Produktes Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE Lieferant
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Umkarton | 1000 |
| Stück pro Palette | 24000 |
| Tiefe des Umkartons | 59 mm |
| Breite des Umkartons | 40 mm |
| Höhe des Umkartons | 28 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0646 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0037 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,57 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917129411 |
| EAN des Umkartons | 4042836001604 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

