



### **Artikelbeschreibung**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 76.571   |
| Artikelbeschreibung | Schnappdeckel, für 100 ml Becher 75.570, Material: PS, transparent, 100 Stück/Schlauchbeutel |

### **Produkteigenschaften**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Verschlussart | Schnappdeckel        |
| Passend für   | 100 ml Becher 75.570 |

### **Material & Farben**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Material des Produktes | Polystyrol (PS) |
| Farbe des Produktes    | transparent     |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert        | ja                        |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000           |
| Kleinste Unterverpackung    | Schlauchbeutel |
| Stück pro Innenkarton       | 1000           |
| Stück pro Umkarton          | 1000           |
| Stück pro Palette           | 32000          |
| Volumen des Umkartons       | 0,0392 cbm     |
| Gewicht des Produktes       | 0,0009 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 1,46 kg        |
| EAN des Innenkartons        | 4038917082570  |
| EAN des Umkartons           | 4038917001656  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

