



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer | 77.578 |
| Artikelbeschreibung | UriSet 24, Komplett-Set für die optimale 24-Stunden-Urinsammlung, max. Arbeitsvolumen: 3 l, Ø Öffnung: 83,5 mm, mit Stabilisator, braun, mit Lichtschutz, graduiert, Material: PE, Verschluss: grün, mit Transportgefäß 30 ml, 30 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Art der Präparierung | mit Stabilisator |
| Graduierung | ja |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Lichtschutz | ja |
| Ausführung | mit Transportgefäß 30 ml |
| Anwendungsbereich | Komplett-Set für die optimale 24-Stunden-Urinsammlung |
| Sichtfenster | ja |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nennvolumen | 3.000,00 ml |
| Volumen max | 3 l |
| Durchmesser der Öffnung | 83,5 mm |
| Breite des Produktes | 130 mm |
| Länge des Produktes | 125 mm |
| Länge mit Verschluss | 246 mm |
| Länge ohne Verschluss | 243 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polyethylen (PE) |
| Farbe des Produktes | braun |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Verschlusses | grün |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 30 |
| Kleinste Unterverpackung | Karton |
| Stück pro Innenkarton | 30 |
| Stück pro Umkarton | 30 |
| Stück pro Palette | 270 |
| Tiefe des Umkartons | 643 mm |
| Breite des Umkartons | 403 mm |
| Höhe des Umkartons | 515 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,1335 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,232 kg |
| Gewicht des Umkartons | 7,76 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917082631 |
| EAN des Umkartons | 4038917067751 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

