



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.580
Artikelbeschreibung	Urin-Sammelflasche, Urinsammeln, max. Arbeitsvolumen: 2 l, Ø Öffnung: 70 mm, braun, mit Lichtschutz, graduert, Material: PE, mit Papieretikett, deutsch/englisch, Verschluss: gelb, Etikett lose beiliegend, 30 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/schwarz
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	ja
Anwendungsbereich	Urinsammeln
Sichtfenster	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	2.000,00 ml
Volumen max	2 l
Durchmesser der Öffnung	70 mm
Breite des Produktes	106 mm
Höhe des Produktes	240 mm
Länge des Produktes	106 mm
Länge mit Verschluss	238 mm
Länge ohne Verschluss	235 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes	braun
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	30
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	30
Stück pro Umkarton	30
Stück pro Palette	360
Tiefe des Umkartons	563 mm
Breite des Umkartons	343 mm
Höhe des Umkartons	500 mm
Volumen des Umkartons	0,0966 cbm
Gewicht des Produktes	0,0956 kg
Gewicht des Umkartons	3,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917082655
EAN des Umkartons	4038917001700

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

