



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.9921.830
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm, Material: PS, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

### **Maße**

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	97 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	30000
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	324 mm
Höhe des Umkartons	264 mm
Volumen des Umkartons	0,052 cbm
Gewicht des Produktes	0,0079 kg
Gewicht des Umkartons	8,7 kg
EAN des Innenkartons	4038917151139
EAN des Umkartons	4038917027717

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

