



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.250.001
Artikelbeschreibung	Urin-Monovette® , Nennvolumen: 3,2 ml, ohne Präparierung, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 75 x 13 mm, transparent, Nennmarkierung, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss gelb, inkl. Entnahmespitze, mit Papieretikett, 64 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Aspiration
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	gelb
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Urinprobenröhrchen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	3,2 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Urin-Monovette® , 3,2 ml, Verschluss gelb, (LxØ):
75 x 13 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 2

Zentrifugation empfohlen 400 x g
Zentrifugationszeit 5 Min
Anschluss Luer (m)

Maße

Nennvolumen 3,2 ml
Durchmesser 13 mm
Länge mit Verschluss 90 mm
Länge ohne Verschluss 75 mm
Länge mit Verschluss und Stange 109 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses gelb
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Sicherheitsdatenblatt nein
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 512
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 64
Stück pro Umkarton 512
Stück pro Palette 36864
Tiefe des Umkartons 388 mm
Breite des Umkartons 358 mm
Höhe des Umkartons 150 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Urin-Monovette® , 3,2 ml, Verschluss gelb, (LxØ):
75 x 13 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 3

Volumen des Umkartons	0,0208 cbm
Gewicht des Produktes	0,0054 kg
Gewicht des Umkartons	3,23 kg
EAN des Innenkartons	4038917279499
EAN des Umkartons	4038917279482

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT