



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.252.011
Artikelbeschreibung	Urin-Monovette® , Nennvolumen: 10 ml, ohne Präparierung, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 102 x 15 mm, transparent, graduiert, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss blau, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett, 64 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Aspiration
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb
Graduierung	ja
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Urinprobenröhrchen
Anwendungsbeispiel	Urinsammlung, -transport und -lagerung
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss blau, (LxØ):
102 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 2

Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation empfohlen	400 x g
Zentrifugationszeit	5 Min
Anschluss	Luer (m)

Maße

Nennvolumen	10 ml
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	117 mm
Länge ohne Verschluss	102 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	blau
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	512
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	64
Stück pro Umkarton	512
Stück pro Palette	24576
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss blau, (LxØ):
102 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 3

Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0085 kg
Gewicht des Umkartons	4,85 kg
EAN des Innenkartons	4038917279956
EAN des Umkartons	4038917279826

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT