



Produktspezifikation

Urin-Monovette[®], Borsäure, 10 ml, Verschluss grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.253
Artikelbeschreibung	Urin-Monovette [®] , Borsäure, Nennvolumen: 10 ml, Borsäure, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 102 x 15 mm, transparent, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss grün, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett, 64 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Aspiration
Art der Präparierung	Borsäure
Präparierungskonzentration	15 mg/ml
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/grün
Graduierung	nein
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Urinprobenröhrchen
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Urin-Monovette® , Borsäure, 10 ml, Verschluss grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 2

Arbeitsvolumen 10 ml
Anschluss Luer (m)

Maße

Nennvolumen 10 ml
Durchmesser 15 mm
Länge mit Verschluss 117 mm
Länge ohne Verschluss 102 mm
Länge mit Verschluss und Stange 127 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses grün
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Sicherheitsdatenblatt ja
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 512
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 64
Stück pro Umkarton 512
Stück pro Palette 24576
Tiefe des Umkartons 388 mm
Breite des Umkartons 378 mm
Höhe des Umkartons 215 mm
Volumen des Umkartons 0,0315 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Urin-Monovette® , Borsäure, 10 ml, Verschluss grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 3

Gewicht des Produktes	0,0086 kg
Gewicht des Umkartons	4,92 kg
EAN des Innenkartons	4038917279918
EAN des Umkartons	4038917279789

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT