



Produktspezifikation

Urin-Monovette[®], Borsäure, 10 ml, Verschluss grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 Stück/Blister

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.253.020
Artikelbeschreibung	Urin-Monovette [®] , Borsäure, Nennvolumen: 10 ml, Borsäure, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 102 x 15 mm, transparent, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss grün, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Aspiration
Art der Präparierung	Borsäure
Präparierungskonzentration	15 mg/ml
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/grün
Graduierung	nein
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Urinprobenröhrchen
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Urin-Monovette® , Borsäure, 10 ml, Verschluss
grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 Stück/Blister**

Seite 2

Arbeitsvolumen 10 ml
Anschluss Luer (m)

Maße

Nennvolumen 10 ml
Durchmesser 15 mm
Länge mit Verschluss 117 mm
Länge ohne Verschluss 102 mm
Länge mit Verschluss und
Stange 127 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses grün
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Sicherheitsdatenblatt ja
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 13500
Tiefe des Innenkartons 351 mm
Breite des Innenkartons 151 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Urin-Monovette® , Borsäure, 10 ml, Verschluss
grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 Stück/Blister

Seite 3

Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	778 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0558 cbm
Gewicht des Produktes	0,0085 kg
Gewicht des Umkartons	5,89 kg
EAN des Innenkartons	4038917104548
EAN des Umkartons	4038917009942

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT