



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.258
Artikelbeschreibung	Urin-Monovette® , Nennvolumen: 8,5 ml, ohne Präparierung, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 92 x 15 mm, transparent, graduiert, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss gelb, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett, 64 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Aspiration
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/gelb
Graduierung	ja
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Urinprobenröhrchen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	8,5 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Urin-Monovette® , 8,5 ml, Verschluss gelb, (LxØ):**  
**92 x 15 mm, 64 Stück/Beutel**

**Seite 2**

Zentrifugation empfohlen 400 x g  
Zentrifugationszeit 5 Min  
Anschluss Luer (m)

**Maße**

Nennvolumen 8,5 ml  
Durchmesser 15 mm  
Länge mit Verschluss 106 mm  
Länge ohne Verschluss 92 mm  
Länge mit Verschluss und Stange 127 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses gelb  
Material der Röhre Polypropylen (PP)  
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)  
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

**Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Sicherheitsdatenblatt nein  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 512  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 64  
Stück pro Umkarton 512  
Stück pro Palette 24576  
Tiefe des Umkartons 388 mm  
Breite des Umkartons 378 mm  
Höhe des Umkartons 215 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Urin-Monovette® , 8,5 ml, Verschluss gelb, (LxØ):**  
**92 x 15 mm, 64 Stück/Beutel**

**Seite 3**

Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0078 kg
Gewicht des Umkartons	4,52 kg
EAN des Innenkartons	4038917279925
EAN des Umkartons	4038917279796

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**