



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 10.258.020 |
| Artikelbeschreibung | Urin-Monovette® , Nennvolumen: 8,5 ml, ohne Präparierung, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 92 x 15 mm, transparent, graduiert, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss gelb, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett, steril, 1 Stück/Blister |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Art der Entnahme | Aspiration |
| Art der Präparierung | ohne Präparierung |
| Etikett / Druck | mit Kunststoffetikett |
| Farbe Druck/Etikett | transparent/gelb |
| Graduierung | ja |
| Verschluss | Luer-Schraubkappe |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Lichtschutz | nein |
| Anwendungsbereich | Urinprobenröhrchen |
| Bodenform | Rundboden |
| Arbeitsvolumen | 8,5 ml |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Urin-Monovette® , 8,5 ml, Verschluss gelb, (LxØ):
92 x 15 mm, 1 Stück/Blister

Seite 2

Zentrifugation empfohlen 400 x g
Zentrifugationszeit 5 Min
Anschluss Luer (m)

Maße

Nennvolumen 8,5 ml
Durchmesser 15 mm
Länge mit Verschluss 106 mm
Länge ohne Verschluss 92 mm
Länge mit Verschluss und Stange 127 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses gelb
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Sicherheitsdatenblatt nein
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 13500
Tiefe des Innenkartons 351 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Urin-Monovette® , 8,5 ml, Verschluss gelb, (LxØ):
92 x 15 mm, 1 Stück/Blister

Seite 3

| | |
|-------------------------|---------------|
| Breite des Innenkartons | 151 mm |
| Höhe des Innenkartons | 171 mm |
| Tiefe des Umkartons | 778 mm |
| Breite des Umkartons | 368 mm |
| Höhe des Umkartons | 195 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0558 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0078 kg |
| Gewicht des Umkartons | 5,5 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917279093 |
| EAN des Umkartons | 4038917279086 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT