



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.258.088
Artikelbeschreibung	Urin-Monovette® , Nennvolumen: 8,5 ml, ohne Präparierung, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 92 x 15 mm, transparent, graduiert, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss gelb, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix, 64 Stück/Beutel

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Aspiration
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett vorbarcodiert
Farbe Druck/Etikett	weiß/gelb
Graduierung	ja
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Urinprobenröhrchen
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Urin-Monovette® , 8,5 ml, Verschluss gelb, (LxØ):**  
**92 x 15 mm, 64 Stück/Beutel**

**Seite 2**

Arbeitsvolumen	8,5 ml
Zentrifugation empfohlen	400 x g
Zentrifugationszeit	5 Min
Anschluss	Luer (m)

### **Maße**

Nennvolumen	8,5 ml
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	106 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	20480
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	64
Stück pro Umkarton	512
Stück pro Palette	24576
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Urin-Monovette® , 8,5 ml, Verschluss gelb, (LxØ):**  
**92 x 15 mm, 64 Stück/Beutel**

**Seite 3**

Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0078 kg
Gewicht des Umkartons	4,52 kg
EAN des Innenkartons	4038917951302
EAN des Umkartons	4038917951319

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**