



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	11.1240.100
Artikelbeschreibung	Urin-Transfereinheit für V-Monovette® Urin, für Urintransfer, 50 Stück/Minigripbeutel

### **Produkteigenschaften**

Art der Entnahme	Vakuum
Lichtschutz	nein
Ausführung	mit Flügeln am Röhrenhalter
Anwendungsbereich	Urintransfer
Passend für	V-Monovette® Urin
Anschluss	Vakuum-Röhrchen

### **Maße**

Länge Schlauch	10 cm
----------------	-------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Farbe des Produktes                      gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung                      CE Lieferant

Sicherheitsdatenblatt                nein

Chargiert                                ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)      500  
Kleinste Unterverpackung        Minigripbeutel  
Stück pro Innenkarton              50  
Stück pro Umkarton                500  
Stück pro Palette                  30000  
Tiefe des Innenkartons            300 mm  
Breite des Innenkartons          250 mm  
Höhe des Innenkartons            10 mm  
Tiefe des Umkartons               380 mm  
Breite des Umkartons              350 mm  
Höhe des Umkartons               170 mm  
Volumen des Umkartons          0,0226 cbm  
Gewicht des Produktes            0,002 kg  
Gewicht des Umkartons          1,8 kg  
EAN des Innenkartons            6947462401157  
EAN des Umkartons               6947462401423

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

