



## Produktspezifikation

V-Monovette® Urin, Borsäure, 4 ml, Verschluss grün, (LxØ): 75 x 13 mm, 50 Stück/Beutel

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	11.2253.001
Artikelbeschreibung	V-Monovette® Urin, Borsäure, Nennvolumen: 4 ml, Borsäure, Vakuumsystem für den geschlossenen Urintransfer, (LxØ): 75 x 13 mm, transparent, Nennmarkierung, Material: PET, Membranstopfen, Verschluss grün, mit Papieretikett, steril, 50 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Vakuum
Art der Präparierung	Borsäure
Präparierungskonzentration	15 mg/ml
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	grün
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Vakuumsystem für den geschlossenen Urintransfer
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**V-Monovette® Urin, Borsäure, 4 ml, Verschluss grün, (LxØ): 75 x 13 mm, 50 Stück/Beutel**

**Seite 2**

Arbeitsvolumen 4 ml  
Anschluss V-Monovette®

### Maße

Nennvolumen 4 ml  
Durchmesser 13 mm  
Länge mit Verschluss 81 mm  
Länge ohne Verschluss 75 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Polyethylenterephthalat (PET)  
Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses grün  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polyethylenterephthalat (PET)

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Gammabestrahlung  
Sicherheitsdatenblatt ja  
Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 39000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 368 mm  
Höhe des Umkartons 130 mm  
Volumen des Umkartons 0,019 cbm  
Gewicht des Produktes 0,006 kg  
Gewicht des Umkartons 3,47 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**V-Monovette® Urin, Borsäure, 4 ml, Verschluss  
grün, (LxØ): 75 x 13 mm, 50 Stück/Beutel**

**Seite 3**

EAN des Innenkartons 4038917245128  
EAN des Umkartons 4038917245111

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**