



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	11.2352.001
Artikelbeschreibung	V-Monovette® Urin, Nennvolumen: 6 ml, ohne Präparierung, Vakuumsystem für den geschlossenen Urintransfer, (LxØ): 100 x 13 mm, transparent, Nennmarkierung, Material: PET, Membranstopfen, Verschluss gelb, mit Papieretikett, steril, 50 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Vakuum
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	gelb
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Vakuumsystem für den geschlossenen Urintransfer
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	6 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**V-Monovette® Urin, 6 ml, Verschluss gelb, (LxØ):**  
**100 x 13 mm, 50 Stück/Beutel**

**Seite 2**

Zentrifugation empfohlen	400 x g
Zentrifugationszeit	5 Min
Anschluss	V-Monovette®

### Maße

Nennvolumen	6 ml
Durchmesser	13 mm
Länge mit Verschluss	106 mm
Länge ohne Verschluss	100 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polyethylenterephthalat (PET)

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	34000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,023 cbm
Gewicht des Produktes	0,0072 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**V-Monovette® Urin, 6 ml, Verschluss gelb, (LxØ):**  
**100 x 13 mm, 50 Stück/Beutel**

**Seite 3**

Gewicht des Umkartons	4,14 kg
EAN des Innenkartons	4038917245098
EAN des Umkartons	4038917245081

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**