



## Produktspezifikation

V-Monovette® Urin, 9,5 ml, Verschluss gelb,  
(LxØ): 100 x 15 mm, 50 Stück/Beutel

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	11.2552.001
Artikelbeschreibung	V-Monovette® Urin, Nennvolumen: 9,5 ml, ohne Präparierung, Vakuumsystem für den geschlossenen Urintransfer, (LxØ): 100 x 15 mm, transparent, Nennmarkierung, Material: PET, Membranstopfen, Verschluss gelb, mit Papieretikett, steril, 50 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Vakuum
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	gelb
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Vakuumsystem für den geschlossenen Urintransfer
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	9,5 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**V-Monovette® Urin, 9,5 ml, Verschluss gelb,  
(LxØ): 100 x 15 mm, 50 Stück/Beutel**

**Seite 2**

Zentrifugation empfohlen 400 x g  
Zentrifugationszeit 5 Min

### Maße

Nennvolumen 9,5 ml  
Durchmesser 15 mm  
Länge mit Verschluss 106 mm  
Länge ohne Verschluss 100 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Polyethylenterephthalat (PET)  
Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses gelb  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polyethylenterephthalat (PET)

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Gammabestrahlung  
Sicherheitsdatenblatt nein  
Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 22000  
Tiefe des Umkartons 503 mm  
Breite des Umkartons 375 mm  
Höhe des Umkartons 155 mm  
Volumen des Umkartons 0,0292 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0088 kg  
Gewicht des Umkartons 4,88 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**V-Monovette® Urin, 9,5 ml, Verschluss gelb,  
(LxØ): 100 x 15 mm, 50 Stück/Beutel**

**Seite 3**

EAN des Innenkartons            4038917244886  
EAN des Umkartons            4038917244879

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**