



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	14.1207
Artikelbeschreibung	Blutkultur-Adapter LongNeck, für schmalen Flaschenhals, Membranschraubkappe montiert, Anschluss: Blutkulturflasche, für Verwendung mit (Safety)-Multifly® -Kanüle, 1 Stück/Blister, 50 Stück/Karton, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei

Produkteigenschaften

Ausführung	Membranschraubkappe montiert
Passend für	Verwendung mit (Safety)-Multifly® -Kanüle
Anschluss	Blutkulturflasche

Maße

Durchmesser der Öffnung	19 mm
Länge des Produktes	74 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 250
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 250
Stück pro Palette 9000
Tiefe des Umkartons 578 mm
Breite des Umkartons 368 mm
Höhe des Umkartons 195 mm
Volumen des Umkartons 0,0415 cbm
Gewicht des Produktes 0,0041 kg
Gewicht des Umkartons 2,14 kg
EAN des Innenkartons 4038917364188
EAN des Umkartons 4038917364171

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

