



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.1160
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Kanüle, Kanüle (ØxL): 20G x 1 1/2", Codierungsfarbe: gelb, 1 Stück/Blister, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Codierung Farbe	gelb
Safety-Produkt	nein
Anschluss	Membranschraubkappe

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	20 G / 0,9 mm
Länge der Kanüle	38 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE 0124 (DEKRA)
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	78000
Tiefe des Innenkartons	268 mm
Breite des Innenkartons	111 mm
Höhe des Innenkartons	71 mm
Tiefe des Umkartons	373 mm
Breite des Umkartons	233 mm
Höhe des Umkartons	290 mm
Volumen des Umkartons	0,0252 cbm
Gewicht des Produktes	0,0018 kg
Gewicht des Umkartons	2,96 kg
EAN des Innenkartons	4038917085519
EAN des Umkartons	4038917004169

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

