



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.1638.935
Artikelbeschreibung	Safety-Multifly® -Kanüle, Kanüle (ØxL): 21G x 3/4", Codierfarbe: grün, Schlauchlänge: 200 mm, mit Kanülenhalter montiert, DEHP-frei, 1 Stück/Blister, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, 25 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Ausführung	Kanülenhalter montiert
Codierung Farbe	grün
Safety-Produkt	ja
Anschluss	Vakuum-Röhrchen

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	21 G / 0,8 mm
Durchmesser des Schlauches	2,3 mm
Länge der Kanüle	19 mm
Länge Schlauch	200 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE 0124 (DEKRA)
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Weichmacher	DEHP-frei
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	7200
Tiefe des Umkartons	533 mm
Breite des Umkartons	263 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0196 cbm
Gewicht des Produktes	0,0052 kg
Gewicht des Umkartons	1,38 kg
EAN des Innenkartons	4038917240345
EAN des Umkartons	4038917240338

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

