



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.923
Artikelbeschreibung	Micro-Kanüle, für Entnahme kleinster Blutmengen, Kanüle (ØxL): 23G x 3/4", Codierungsfarbe: blau, 1 Stück/Blister, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, 50 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	für Entnahme kleinster Blutmengen
Codierung Farbe	blau
Safety-Produkt	nein

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	23 G / 0,6 mm
Länge der Kanüle	19 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE 0124 (DEKRA)
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	55000
Tiefe des Innenkartons	139 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	66 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0123 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	1,36 kg
EAN des Innenkartons	4038917281812
EAN des Umkartons	4038917281805

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

