



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	26.323
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 10 ml, Verschluss weiß, Präparierung: Gerinnungsaktivator, Eindrückstopfen, (LxØ): 95 x 16,8 mm, Rundboden, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	EU
Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	10 ml
Durchmesser	16,8 mm
Länge des Produktes	95 mm
Länge ohne Verschluss	95 mm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	30000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,0066 kg
Gewicht des Umkartons	7,27 kg
EAN des Innenkartons	4038917081146
EAN des Umkartons	4038917000284

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

