



**Produktspezifikation**  
**Probenröhre, Serum CAT, 7 ml, Verschluss**  
**schwarz, (LxØ): 100 x 13 mm**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	29.373
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 7 ml, Verschluss schwarz, Präparierung: Gerinnungsaktivator, Eindrückstopfen, (LxØ): 100 x 13 mm, Rundboden, 100 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	EU
Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



### **Maße**

Nennvolumen	7 ml
Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	100 mm
Länge ohne Verschluss	100 mm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	schwarz
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	42000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0047 kg
Gewicht des Umkartons	5,22 kg
EAN des Innenkartons	4038917081368
EAN des Umkartons	4038917335966

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

