



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	29.373.004
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 7 ml, Verschluss schwarz, Präparierung: Gerinnungsaktivator, Eindrückstopfen, (LxØ): 100 x 13 mm, Rundboden, mit Druck, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	7 ml
Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	100 mm
Länge ohne Verschluss	100 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	schwarz
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	42000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0047 kg
Gewicht des Umkartons	5,26 kg
EAN des Innenkartons	4038917105859
EAN des Umkartons	4038917335973

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

