



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	32.329.100
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 4,5 ml, Verschluss rot, Präparierung: Gerinnungsaktivator, Eindrückstopfen, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, mit Papieretikett, 100 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	Nennmarkierung
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	4,5 ml
Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	50000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	64000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0039 kg
Gewicht des Umkartons	4,31 kg
EAN des Innenkartons	4038917105392
EAN des Umkartons	4038917010542

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

