



## Produktspezifikation

Probenröhre, Lithium Heparin LH, 4,5 ml,  
Verschluss orange, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Druck

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	32.331
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 4,5 ml, Verschluss orange, Präparierung: Lithium-Heparin, Eindrückstopfen, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, mit Druck, 100 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Präparierung	Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	16 IE/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	orange
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



### **Maße**

Nennvolumen	4,5 ml
Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	orange
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0038 kg
Gewicht des Umkartons	4,29 kg
EAN des Innenkartons	4038917081177
EAN des Umkartons	4038917000314

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

