



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	32.332
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 5 ml, Verschluss rot, Präparierung: K3 EDTA, Eindrückstopfen, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, mit Druck, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	ja
Verschluss	Übergriffstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Probenröhre, EDTA K3E, 5 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 75 x 13 mm, mit Druck

Seite 2

Maße

Nennvolumen	5 ml
Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0036 kg
Gewicht des Umkartons	4,12 kg
EAN des Innenkartons	4038917081184
EAN des Umkartons	4038917000321

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT