



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 38.346 |
| Artikelbeschreibung | Probenröhre, Nennvolumen: 2 ml, Verschluss rot, Präparierung: K3 EDTA, Eindrückstopfen, (LxØ): 55 x 12 mm, Rundboden, mit Druck, 100 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------|------------------|
| Art der Präparierung | K3 EDTA |
| Präparierungskonzentration | 1,6 mg/ml Blut |
| Farbcode | EU |
| Etikett / Druck | mit Druck |
| Farbe Druck/Etikett | rot |
| Graduierung | ja |
| Verschluss | Übergriffstopfen |
| Verschlussart | Eindrückstopfen |
| Bodenform | Rundboden |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Probenröhre, EDTA K3E, 2 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 55 x 12 mm, mit Druck

Seite 2

Maße

| | |
|-----------------------|-------|
| Nennvolumen | 2 ml |
| Durchmesser | 12 mm |
| Länge des Produktes | 55 mm |
| Länge ohne Verschluss | 55 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | Low Density Polyethylen (LD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | rot |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 2000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Umkarton | 2000 |
| Stück pro Palette | 72000 |
| Tiefe des Umkartons | 398 mm |
| Breite des Umkartons | 398 mm |
| Höhe des Umkartons | 265 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,042 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0026 kg |
| Gewicht des Umkartons | 5,81 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917081283 |
| EAN des Umkartons | 4038917000420 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT