



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 41.1393.005 |
| Artikelbeschreibung | Micro-Probengefäß Lithium Heparin LH, venöse Blutentnahme, Präparierung: Lithium-Heparin, Nennvolumen: 1,3 ml, (LxØ) mit Verschluss: 47 x 10,8 mm, Schraubverschluss, Verschluss: orange, Farbcode EU, mit Papieretikett, Etikett/Druck: orange, Spitzboden mit Stehrand, 100 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Art der Entnahme | venös |
| Art der Präparierung | Lithium-Heparin |
| Präparierungskonzentration | 25 IE/ml Blut |
| Farbcode | EU |
| Etikett / Druck | mit Papieretikett |
| Farbe Druck/Etikett | orange |
| Graduierung | ja |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Anwendungsbereich | venöse Blutentnahme |
| Bodenform | Spitzboden mit Stehrand |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Micro-Probengefäß Lithium Heparin LH, 1,3 ml,
Schraubverschluss, EU**

Seite 2

| | |
|--------------------------|----------|
| Arbeitsvolumen | 1,3 ml |
| Zentrifugation empfohlen | 2000 x g |
| Zentrifugationszeit | 5 Min |

Maße

| | |
|-----------------------|---------|
| Nennvolumen | 1,3 ml |
| Durchmesser | 10,8 mm |
| Länge des Produktes | 47 mm |
| Länge mit Verschluss | 47 mm |
| Länge ohne Verschluss | 45 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Verschlusses | orange |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA, ADR |
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Umkarton | 1000 |
| Stück pro Palette | 96000 |
| Tiefe des Umkartons | 348 mm |
| Breite des Umkartons | 278 mm |
| Höhe des Umkartons | 140 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0135 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0016 kg |
| Gewicht des Umkartons | 1,93 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917128308 |
| EAN des Umkartons | 4038917021647 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT