



### Artikelbeschreibung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 41.1500.005   |
| Artikelbeschreibung | Micro-Probengefäß Serum Gel CAT, venöse Blutentnahme, Präparierung: Gerinnungsaktivator / Gel, Nennvolumen: 1,1 ml, (LxØ) mit Verschluss: 44 x 10,8 mm, Eindrückstopfen, Verschluss: braun, Farbcode EU/ISO, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: braun, Spitzboden mit Stehrand, 100 Stück/Beutel |

### Produkteigenschaften

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art der Entnahme     | venös                     |
| Art der Präparierung | Gerinnungsaktivator / Gel |
| Farbcode             | EU/ISO                    |
| Etikett / Druck      | mit Kunststoffetikett     |
| Farbe Druck/Etikett  | braun                     |
| Graduierung          | ja                        |
| Verschluss           | flacher Verschluss        |
| Verschlussart        | Eindrückstopfen           |
| Anwendungsbereich    | venöse Blutentnahme       |
| Bodenform            | Spitzboden mit Stehrand   |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Micro-Probengefäß Serum Gel CAT, 1,1 ml,  
Eindruckstopfen, EU/ISO**

**Seite 2**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Arbeitsvolumen           | 1,1 ml      |
| Zentrifugation empfohlen | 10000 U/min |
| Zentrifugationszeit      | 5 Min       |

**Maße**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nennvolumen           | 1,1 ml  |
| Durchmesser           | 10,8 mm |
| Länge des Produktes   | 44 mm   |
| Länge mit Verschluss  | 44 mm   |
| Länge ohne Verschluss | 40 mm   |

**Material & Farben**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Farbe des Produktes       | transparent                     |
| Material des Verschlusses | Low Density Polyethylen (LD-PE) |
| Farbe des Verschlusses    | braun                           |
| Material der Röhre        | Polypropylen (PP)               |

**Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE                        |
| Chargiert         | ja                        |

**Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000          |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 100           |
| Stück pro Umkarton          | 1000          |
| Stück pro Palette           | 96000         |
| Tiefe des Umkartons         | 348 mm        |
| Breite des Umkartons        | 278 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 140 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0135 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0018 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 2,11 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917129473 |
| EAN des Umkartons           | 4038917022248 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**