



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 41.1506.002 |
| Artikelbeschreibung | Micro-Probengefäß Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%, venöse Blutentnahme, Präparierung: Citrat 9NC, Nennvolumen: 0,5 ml, (LxØ) mit Verschluss: 44 x 10,8 mm, Eindrückstopfen, Verschluss: grün, Farbcode EU, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: grün, Spitzboden mit Stehrand, 100 Stück/Styroporcontainer |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Art der Entnahme | venös |
| Art der Präparierung | Citrat 9NC |
| Präparierungskonzentration | 0,106 mol/l |
| Farbcode | EU |
| Etikett / Druck | mit Kunststoffetikett |
| Farbe Druck/Etikett | grün |
| Graduierung | ja |
| Verschluss | flacher Verschluss |
| Verschlussart | Eindrückstopfen |
| Anwendungsbereich | venöse Blutentnahme |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Micro-Probengefäß Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%,
0,5 ml, Eindrückstopfen, EU**

Seite 2

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Bodenform | Spitzboden mit Stehrand |
| Arbeitsvolumen | 0,5 ml |
| Zentrifugation empfohlen | 1500 x g |
| Zentrifugationszeit | 10 Min |

Maße

| | |
|-----------------------|---------|
| Nennvolumen | 0,5 ml |
| Durchmesser | 10,8 mm |
| Länge des Produktes | 44 mm |
| Länge mit Verschluss | 44 mm |
| Länge ohne Verschluss | 40 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | Low Density Polyethylen (LD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | grün |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000 |
| Kleinste Unterverpackung | Styroporcontainer |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Umkarton | 1000 |
| Stück pro Palette | 44000 |
| Tiefe des Umkartons | 568 mm |
| Breite des Umkartons | 348 mm |
| Höhe des Umkartons | 155 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0306 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0016 kg |
| Gewicht des Umkartons | 2,38 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917129619 |
| EAN des Umkartons | 4038917029872 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT